

**Протокол об итогах
осуществления закупок медицинских изделий
способом запроса ценовых предложений**

г. Астана

«12» декабря 2024 года

РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ, 010000, г. Астана ул.Е495 здание 2, в лице организатора закупок в соответствии с пунктом 70 главы 3 Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила), приказом директора от 07 июня 2024 года №397, провел закуп медицинских изделий способом запроса ценовых предложений.

По состоянию на дату окончания приема заявок 5 декабря 2024 года, до 16-00 часов, были представлены заявки с ценовыми предложениями от следующих потенциальных поставщиков:

№	Наименование потенциального поставщика	Дата и время предоставления ценового предложения
1	ТОО «Stell Medical Systems», г. Астана, проспект Сарыарка, 31/2, ВП-32, 11 этаж	03.12.2024 года 15:28 часов
2	ТОО «ТЦ Мастер», г. Кокшетау, ул. Акан серы 100	04.12.2024 года 15:24 часов
3	ТОО «LABMEDTECH», г. Астана, район Нура, жилой массив Комсомольский, ул. Айганым, дом 9	05.12.2024 года 14:20 часов

При вскрытии конвертов с ценовыми предложениями представители потенциальных поставщиков не присутствовали.

Сумма, выделенная для закупок, краткое описание, цена и их торговое наименование, а также информация о представленных ценовых предложениях потенциальных поставщиков указана в приложении к настоящему Протоколу.

Комиссия по итогам рассмотрения представленных ценовых предложений от потенциальных поставщиков, в соответствии с Правилами, **РЕШИЛА:**

1. В соответствии с пунктом 78 Правил признать победителем:

- потенциального поставщика ТОО «Stell Medical Systems» по № 1 и заключить с ним договор на сумму 120 000 (сто двадцать тысяч) тенге, после предоставления документов согласно пункту 80 Правил;

- потенциального поставщика ТОО «ТЦ Мастер» по № 2-16, 18-65 и заключить с ним договор на сумму 27 947 600 (двадцать семь миллионов девятьсот сорок семь тысяч шестьсот) тенге, после предоставления документов

согласно пункту 80 Правил;

- потенциального поставщика ТОО «LABMEDTECH» по № 66 и заключить с ним договор на сумму 3 000 000 (три миллиона) тенге, после предоставления документов согласно пункту 80 Правил.

Для заключения договора победителям необходимо представить в течение десяти календарных дней со дня признания победителем документы, подтверждающие соответствие условиям, предусмотренных пунктом 80 Правил.

**Заместитель директора
по финансам и цифровизации**

М. Гасанов

Заведующая аптекой

Г. Жуманова

Главный экономист

Д. Толубаева

Юрист юридического отдела

А. Куйшибаева

**Начальник отдела государственных
закупок**

Б. Мухамедкалиев

**Ведущий специалист отдела
государственных закупок**

Г. Капесова

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание)	Единица измерения	Цена за единицу, тенге	Количество, объём	Общая сумма, утвержденная для закупки в тенге	Потенциальные поставщики					Наименование поставщика	Торговые наименования победителей
							TOO Stell Medical Systems	TOO TQ Master	TOO LabMedTech	Цена	Общая сумма		
1	Набор реагентов	Быстрый количественный тест на прокальцитонин (PCT) для анализатора Fineware FIA Meter Plus	упаковка	73,000.00	2	146,000	60,000			60,000.00	120,000.00	TOO Stell Medical Systems	Fineware (PCT) Procalcitonin Rapid Quantitative-Test- Быстрый количественный тест на прокальцитонин (PCT), Guangzhou Wondfo Biotech Co, Ltd, Китай, PK-MT-S№017070
2	Кислотный раствор для промывки - Acid wash	Кислотный раствор для промывки (2*1.8 л) используется в качестве кислотного раствора для промывки реакционных ячеек на системах Roche/Hitachi. реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема). Моногидрат лимонной кислоты: 310 ммоль/л; буферный раствор; детергент. Готов к применению. Хранение и стабильность:Срок хранения при 15-25 °С: См. дату истечения срока годности на этикетках.Стабильность на борту анализатора: 12 недель.	упаковка	26,277.00	11	311,047		26,800		26,800.00	294,800.00	TOO TQ Master	Кислотный раствор для промывки-Acid wash, Roche Diagnostics GmbH, Германия, PK MI (in vitro)-№№024289
3	Кассета для определения Адrenокортнотропного гормона - ACTH	Кассета для определения Адrenокортнотропного гормона для анализатора Cobas PRO на 100 определений.Назначение: Иммуноtest для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения адrenокортнотропного гормона (АКТГ) в ЭДТА-плазме крови человека. Электроиммунолюминесцентный иммуноtest предназначен для использования на иммунохимических анализаторах cobas e. реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема) Кассета cobas e промаркирована как ACTH. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 1 флакон, 5.8 мл Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ACTH-Ат-биотин, 1 флакон, 7.2 мл: Биотинилированное моноклональное анти-ACTH антитело (мышинное), 0.3 мг/л; MESb) буфер 50 ммоль/л, pH 6.2; консервант. R2 Анти-ACTH-Ат-Ru(bpy) . 1 флакон, 7.2 мл: Моноклональное нти-ACTH антитело (мышинное), меченное рутением комплексом, 0.3 мг/л; MES буфер 50 ммоль/л, pH 6.2; консервант. b) MES = 2-морфолино-этансульфоновая кислота. Реагенты готовы к применению, поставляются в составе кассеты и не должны разделяться. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Не замораживать. Стабильность: в несорытом виде при 2-8 °С до окончания указанного срока годности, на борту анализаторов - 16 недель.	упаковка	141,491.00	2	282,982			134,500	134,500.00	269,000.00	TOO TQ Master	Кассета Адrenокортнотропный гормон - Elecsys ACTH, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK-MI (in vitro) - №023772, 88
4	Активатор для cobas c	Активатор для cobas c. Вспомогательный реагент, рекомендуемый для выполнения ежедневных сервисных процедур по кондиционированию ион-селективных электродов, трубок и пробозаборников. После помещения реагента Activator в систему, он автоматически пипетируется в процессе процедур обслуживания при необходимости. Основная цель применения реагента Activator заключается в подготовке к работе ион-селективных электродов, нанесении покрытия на пробирки ISE и пробозаборники, что обеспечивает правильную работу и пипетирование материала образца после проведения ежедневных процедур очистки. Activator представляет собой лиофилизированную сыворотку крови человека. реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема) Лфофилизированная человеческая сыворотка крови без химических добавок. Хранение и стабильность:Стабильность лиофилизированного Activator при 15-25 °С: 5 суток при 2-8 °С до истечения указанного срока годности Стабильность восстановленного лиофилизата Activator: при 15-32 °С 4 суток при 2-8 °С 7 суток.	упаковка	114,755.00	1	114,755			109,000	109,000.00	109,000.00	TOO TQ Master	Активатор для cobas c, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK MI (in vitro)-0№024289, 82
5	Калибратор AFP CalSet	Калибратор AFP предназначен для калибровки количественного теста AFP на иммунохимических анализаторах cobas e. AFP Калибратор представляет собой лиофилизированную сыворотку крови человека с добавленным AFP человека (из клеточной культуры) в 2 концентрациях. Калибратор можно использовать со всеми лотами реагента. реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема): AFP Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый AFP Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый. AFP (человеческий, из клеточной культуры) в 2 диапазонах концентраций (около 5 МЕ/мл или 6 мг/л и около 50 МЕ/мл или 60 мг/л) в матрице сыворотки крови человека. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лфофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности.Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °С (± 5 °С) 12 недель, при 2-8 °С 6 недель, на борту анализаторов при 20-25 °С использовать только один раз.	упаковка	44,020.00	1	44,020			41,900	41,900.00	41,900.00	TOO TQ Master	Калибратор AFP CalSet, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK MI (in vitro)-0№024289, 286
6	Контроль Anti-HCV для анализатора Cobas PRO	Контроль Anti-HCV для анализатора Cobas PRO Назначение: Контрольный материал PreciControl Anti-HCV используется для контроля качества иммунотеста Elecsys Anti-HCV II на иммунохимических анализаторах cobas e.PreciControl Anti-HCV представляет собой готовую к применению контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека в отрицательном и в положительном диапазоне концентраций. Контрольные материалы используются для мониторинга точности иммунотеста Elecsys Anti-HCV II. реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема): • PC A-HCV1: 8 флаконов, по 1.3 мл контрольной сыворотки в каждом. Сыворотка крови человека, отрицательная по антителам к вирусу гепатита С; консервант. Целевой диапазон для индекса порогового значения: 0-0.3 • PC A-HCV2: 8 флаконов, по 1.3 мл контрольной сыворотки в каждом Антитела к вирусу гепатита С (человеческий) в сыворотке крови человека; консервант.Целевое значение для индекса порогового значения: Anti-HCV II: приблизительно 4. Контрольные материалы поставляются готовыми к применению во флаконах, совместимых с системой. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С.	упаковка	50,260.00	1	50,260			47,800	47,800.00	47,800.00	TOO TQ Master	Контроль PreciControl Anti-HCV, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK-MI (in vitro) - №023772, 238
7	Кассета для определения Антигена опухолевого 19-9 - CA 19-9 для анализатора Cobas PRO на 300 определений	Кассета для определения Антигена опухолевого 19-9 - CA 19-9 для анализатора Cobas PRO на 300 определений Назначение: Иммуноtest для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения CA 19-9 в сыворотке и плазме крови человека.Электроиммунолюминесцентный иммуноtest предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема)Кассета с реагентами промаркирована как CA19-9. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-CA 19-9-Ат-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированное моноклональное анти-CA 19-9 антитело (мышинное) 3 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.5; консервант. R2 Анти-CA 19-9-Ат-Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональное антитело к CA 19-9 (мышинное), меченное рутением комплексом, 4 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.5; консервант. Реагенты готовы к применению, поставляются в составе кассеты и не должны разделяться. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Не замораживать.Стабильность: в несорытом виде при 2-8 °С до окончания указанного срока годности, после вскрытия при 2-8 °С 8 недель, на анализаторах cobas e 601 и cobas e 602 6 недель,на анализаторе cobas e 411 8 недель.	упаковка	282,961.00	15	4,244,415			268,800	268,800.00	4,032,000.00	TOO TQ Master	Кассета Антиген опухолевый 19-9- Elecsys CA 19-9, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK-MI (in vitro) - №023772, 104
8	Кассета для определения Кальция - Calcium (CA) для анализатора Cobas PRO на 1500 определений	Кассета для определения Кальция - Calcium (CA) для анализатора Cobas PRO на 1500 определений Назначение: Тест для диагностики in vitro, предназначенный для количественного определения кальция в человеческой сыворотке, плазме и моче на анализаторах COBAS.C1 CAPSO.a) 557 ммоль/л; NM-BAPTA: 2 ммоль/л, pH 10.0;нерактивный ПАВ; консервант SR EDTA: 7.5 ммоль/л; pH 7.3; нерактивный суфактант; консервант. Срок хранения при 2-8 °С. Смотрите дату истечения срока годности на этикетке кассеты cobas. При использовании на борту при 10-15 °С 6 недель.	упаковка	45,452.00	5	227,260		43,200		43,200.00	216,000.00	TOO TQ Master	Кассета Кальций Calcium (CA), Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK-MI (in vitro) - №023772, 345

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание)	Единица измерения	Цена за единицу, тенге	Количество о, объем	Общая сумма, утвержденная для закупки в тенге	Потенциальные поставщики				Наименование поставщика	Торговые наименования победителей	
							TOO Steil Medical Systems	TOO ТЦ Мастер	TOO LabMedTech	Цена			Общая сумма
9	Калибратор Calcitonin для анализатора Cobas PRO	Калибратор Calcitonin для анализатора Cobas PRO Назначение: Набор калибраторов Calcitonin CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Calcitonin на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Calcitonin CalSet представляет собой лиофилизированную плоскую сыворотку крови с добавленным кальцитонином (hCT) в двух концентрациях. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов, реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема): • hCT Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый • hCT Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый. Кальцитонин (синтетический) в двух концентрациях (около 2.0 пг/мл или 0.585 пмоль/л и около 500 пг/мл или 146 пмоль/л) в матрице плазменной сыворотки крови. Для приготовления калибраторов необходимо довести дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °C (± 5 °C) 84 дня (12 недель), при 2-8 °C 72 часа (3 дня), на борту анализатора cobas e 411 при 20-25 °C до 5 часов. Идентификация реагента с помощью RFID чипа. На каждом флаконе должна быть RFID метка с кодирующей информацией.	упаковка	284,404.00	2	568,808		270,000		270,000.00	540,000.00	TOO ТЦ Мастер	Калибратор Calcitonin CalSet, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, РК-МИ (in vitro) - №023772, 259
10	Cl - Электрод для анализатора Cobas PRO	Cl - Электрод для анализатора Cobas PRO Хлорный электрод – мембранный электрод, используемый для диагностического измерения in vitro ионов хлора в жидких пробах.	упаковка	602,957.00	2	1,205,914		572,000		572,000.00	1,144,000.00	TOO ТЦ Мастер	Cl - Электрод, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, РК-МИ (in vitro) - №023772, 44
11	K - Электрод для анализатора Cobas PRO	K - Электрод для анализатора Cobas PRO Калиевый электрод – мембранный электрод, используемый для диагностического измерения in vitro ионов калия в жидких пробах. Идентификация реагента с помощью RFID чипа. На каждом флаконе должна быть RFID метка с кодирующей информацией.	упаковка	432,666.00	2	865,332		411,000		411,000.00	822,000.00	TOO ТЦ Мастер	K - Электрод, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, РК-МИ (in vitro) - №023772, 50
12	Na - Электрод для анализатора Cobas PRO	Na - Электрод для анализатора Cobas PRO Натриевый электрод – мембранный электрод, используемый для диагностического измерения in vitro ионов натрия в жидких пробах. Идентификация реагента с помощью RFID чипа. На каждом флаконе должна быть RFID метка с кодирующей информацией.	упаковка	432,666.00	2	865,332		411,000		411,000.00	822,000.00	TOO ТЦ Мастер	Na - Электрод, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, РК-МИ (in vitro) - №023772, 47
13	Кассета для определения Раково-эмбрионального антигена - CEA для анализатора Cobas PRO на 300 определений	Кассета для определения Раково-эмбрионального антигена - CEA для анализатора Cobas PRO на 300 определений Назначение: Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения карциноэмбрионального антигена в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилуминесцентный иммунотест предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема) На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка CEA. М. Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 8 мл; Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-CEA-антигена-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл; Биотинилированные моноклональные анти-CEA антитела (мышин/человека) 3.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Анти-CEA-Ab+Ru (оранжевая крышка), 1 флакон, 8 мл; Моноклональные анти-CEA-антитела (мышин), меченные рутениевым комплексом 4.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.5; консервант. Реагенты готовы к применению, поставляются в составе кассеты и не должны разделяться. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °C. Не замораживать. Стабильность: в невскрытом виде при 2-8 °C до истечения указанного срока годности, после вскрытия при 2-8 °C 12 недель на борту анализаторов cobas e 411 и cobas e 601 6 недель.	упаковка	189,024.00	9	1,701,216		179,500		179,500.00	1,615,500.00	TOO ТЦ Мастер	Кассета Раково-эмбриональный антиген- Elecsys CEA, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, РК-МИ (in vitro) - №023772, 106
14	Калибратор CEA CalSet для анализатора Cobas PRO	Калибратор CEA CalSet для анализатора Cobas PRO Назначение: Набор калибраторов CEA CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys CEA на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. CEA CalSet представляет собой буферно-белковую матрицу с добавленным CEA в двух диапазонах концентраций. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов, реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема): • CEA Cal1: 2 флакона, каждый содержит 1.0 мл калибратора 1 • CEA Cal2: 2 флакона, каждый содержит 1.0 мл калибратора 2. CEA (человеческий, из клеточной культуры) в двух диапазонах концентраций (около 5 нг/мл и около 50 нг/мл) в буферно-белковой матрице. 1 нг/мл CEA соответствует 16.9 мМЕ/мл. Калибраторы поставляются готовыми к применению во флаконах, совместимых с системой. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °C. Стабильность: в невскрытом виде при 2-8 °C до окончания указанного срока годности, в открытом виде/в аликвотах при 2-8 °C 12 недель, на борту анализатора cobas e 411 при 20-25 °C до 5 часов.	упаковка	23,815.00	1	23,815		22,600		22,600.00	22,600.00	TOO ТЦ Мастер	Калибратор CEA CalSet, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, РК-МИ (in vitro) - №023772, 297
15	Универсальный калибратор C.f.a.s. для анализатора Cobas PRO	Универсальный калибратор C.f.a.s. для анализатора Cobas PRO Назначение: Calibrator for automated systems C.f.a.s. предназначен для калибровки клинических тестов на анализаторах cobas c и COBAS. Хранить при 2-8 °C. Критерий определения стабильности, использующийся в компании Roche: Изменение в пределах ± 5 % от исходного значения. Стабильность лиофилизированного калибратора при 2-8 °C: До конца срока годности. Стабильность компонентов растворенного калибратора: при 15-25 °C 8 часов при 2-8 °C 2 дня при (-15)°(-25) °C 4 недели (с однократной заморозкой).	упаковка	85,722.00	2	171,444		81,400		81,400.00	162,800.00	TOO ТЦ Мастер	Универсальный калибратор C.f.a.s., Roche Diagnostics, GmbH, Германия, РК-МИ (in vitro)-№024289, 91
16	Калибратор C.f.a.s CK-MB для анализатора Cobas PRO	Калибратор C.f.a.s CK-MB для анализатора Cobas PRO Назначение: C.f.a.s. Калибратор для автоматизированных систем C.f.a.s. CK-MB (Calibrator for automated systems) предназначен для калибровки тестов Roche для количественного определения КК-MB на анализаторах для клинической химии Roche, в соответствии с паспортами присвоения значений. Реагенты – рабочие растворы. Активные компоненты в лиофилизате: Альбумин сыворотки бычьей крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения, как указано в документах. Биологические добавки имеют следующее происхождение: Анализ Происхождения КК-MB человеческого, рекомбинантный. Неактивные компоненты: Стабилизаторы Действия компонентов калибратора зависят от серии. Точные значения калибраторов доступны в электронном виде или в прилагаемых паспортах значений. Приготовление рабочего раствора реагента. Осторожно откройте один флакон, избегая потери лиофилизата, и добавьте в него с помощью пипетки 1.0 мл дистиллированной/деионизированной воды. Осторожно закройте флакон и дождитесь полного растворения компонентов, перемешивая их круговыми движениями в течение 30 минут. Избегайте образования пены. Оставьте калибратор закрытым на 60 минут для восстановления.Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °C. Критерий определения стабильности, использующийся в компании Roche: Изменение в пределах ± 5 % от исходного значения. Стабильность лиофилизированных калибраторов: До конца указанного срока годности при 2-8 °C. Стабильность компонентов растворенного калибратора: при 15-25 °C 24 часа при 2-8 °C 2 дня при (-15)°(-25) °C 4 недели (с однократной заморозкой) Храните калибратор в плотно закупоренной емкости, когда он не используется.	упаковка	19,129.00	1	19,129		18,200		18,200.00	18,200.00	TOO ТЦ Мастер	Калибратор C.f.a.s CK-MB, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, РК-МИ (in vitro) - №023772, 424
17	Кассета для определения Креатининкиназы MB - Creatine Kinase MB (CK MB) для анализатора Cobas PRO на 150 определений	Кассета для определения Креатининкиназы MB - Creatine Kinase MB (CK MB) для анализатора Cobas PRO на 150 определений Назначение: Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения каталитической активности субъединицы креатининкиназы MB (КК-MB) в сыворотке и плазме крови человека на системах Roche/Hitachi cobas c. реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема) R1 Иммунодепрессант: 123 ммоль/л, pH 6.5 (37 °C); DTA: 2.46 ммоль/л; Mg2+: 12.3 ммоль/л; АДФ: 2.46 ммоль/л; АМФ: 6.14 ммоль/л; диаденозин пентафосфат: 19 ммоль/л; НАДФ(дрожжи): 2.46 ммоль/л; N-ацетилцистеин: 24.6 ммоль/л; ГК (дрожжи): ≥ 36.7 мккат/л; Г6Ф-ДГ (E. coli): ≥ 23.4 мккат/л; консервант; стабилизаторы; добавки. R2 CAPSO® буфер: 20 ммоль/л, pH 6.8 (37 °C); глюкоза: 120 ммоль/л; 9βDTA: 2.46 ммоль/л; креатинфосфат: 164 ммоль/л; 4 моноклональных антитела к КК-M (мышинных), ингибирующая способность: > 99.6 % при активности субъединицы КК-M до 66.8 мккат/л (4000 Е/л) (37 °C); консервант; стабилизаторы; добавки. Готов к применению. Хранение и стабильность: СКМВ Срок годности при 2-8 °C: Дату окончания срока годности см. на этикетке кассеты cobas c. Срок хранения вскрытого реагента в охлаждаемом отделении для реагентов на борту анализатора: 8 недель.	упаковка	29,953.00	0	0		0.00		0.00	0.00		

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание)	Единица измерения	Цена за единицу, тенге	Количество, о, объём	Общая сумма, утвержденная для закупки в тенге	Потенциальные поставщики					Торговые наименования победителей	
							TOO Steil Medical Systems	TOO TЦ Мастер	TOO LabMedTech	Цена	Общая сумма		Наименование поставщика
18	Разбавитель Diluent Universal E2G для анализатора Cobas PRO	Разбавитель Diluent Universal E2G для анализатора Cobas PRO Назначение: Diluent Universal применяется для разведения образцов при выполнении тестов с использованием реагентов Elecsys. Разведение образцов необходимо в том случае, когда концентрация аналита в образцах выходит за пределы диапазона измерений соответствующего теста Elecsys. Кроме того, для некоторых тестов Elecsys предусмотрено предварительное разведение образцов. реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема); Дилуент Diluent Universal промаркирован как Dil. Uni. 2 флакона, используемый объем содержимого которых составляет 16 мл. Содержимое: белковая матрица; консервант ≤ 0.1 %. Дилуент Diluent Universal готов к использованию. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Стабильность: в нескрытом виде при 2-8 °С до окончания указанного срока годности, на борту анализаторов при 20-25 °С 3 месяца. Идентификация реагента с помощью RFID чипа. На каждом флаконе должна быть RFID метка с кодирующей информацией.	упаковка	53,118.00	8	424,944		50,500		50,500.00	404,000.00	TOO TЦ Мастер	Дилуент универсальный- Diluent Universa, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, РК МИ (in vitro) - 0№024289, 95
19	Раствор ECO-D для анализатора Cobas PRO	Раствор ECO-D для анализатора Cobas PRO Назначение EcoTergent является добавкой для снижения поверхностного натяжения в инкубационной бане в системах cobas с. EcoTergent добавляет в инкубационную баню. Он действует как поверхностно-активное вещество, сводя к минимуму образование пузырьков, которые могут повлиять на показания фотометра. реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема) Дегергент. Хранение и стабильность: EcoTergent. Хранить в защищенном от света месте. Срок годности при хранении при 15-25 °С: дату окончания срока годности см. на реагенте. При хранении на борту анализатора cobas с 501502: 12 дней.	упаковка	54,580.00	17	927,860		51,900		51,900.00	882,300.00	TOO TЦ Мастер	Раствор ECO-D, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, РК МИ (in vitro) - 0№024289, 589
20	Кассета для определения Эстрадиола - Estradiol для анализатора Cobas PRO на 300 определений	Кассета для определения Эстрадиола - Estradiol для анализатора Cobas PRO на 300 определений Назначение: Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения эстрадиола в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема): Кассета с реагентами промаркирована как E2 III. М Микрокапсулы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрокапсулы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-эстрадиол-Ат-биотин (серая крышка), 1 флакон, 9 мл: Два биотинилированных моноклональных антитела к эстрадиолу (кроличья), 2.5 нг/мл и 4.5 нг/мл; мекстеролон 130 нг/мл; MESb) буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Эстрадиол-пептид-Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Производное эстрадиола, меченное рутением комплексом, 4.5 нг/мл; MES буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Реагенты готовы к применению, поставляются в составе кассеты и не должны разделяться. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Не замораживать. Стабильность: в нескрытом виде при 2-8 °С до окончания указанного срока годности, после вскрытия при 2-8 °С 12 недель, на борту анализаторов 8 недель.	упаковка	146,113.00	2	292,226		138,800		138,800.00	277,600.00	TOO TЦ Мастер	Кассета Эстрадиол- Elecsys Estradiol II, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, РК-МИ (in vitro) - №023772, 116
21	Кассета для определения Ферритина - Ferritin для анализатора Cobas PRO на 300 определений	Кассета для определения Ферритина - Ferritin для анализатора Cobas PRO на 300 определений Назначение: Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема): Кассета с реагентами промаркирована как FERR. М Микрокапсулы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрокапсулы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ферритин-Ат-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированное моноклональное антитело к ферритину (мышинное) 3.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. R2 нти-ферритин-Ат-Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональное антитело к ферритину (мышинное), меченное рутением комплексом, 6.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. Реагенты готовы к применению, поставляются в составе кассеты и не должны разделяться. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Не замораживать. Стабильность: в нескрытом виде при 2-8 °С до окончания указанного срока годности, после вскрытия при 2-8 °С 12 недель, на борту анализаторов 6 недель. Идентификация реагента с помощью RFID чипа. На каждом флаконе должна быть RFID метка с кодирующей информацией.	упаковка	165,241.00	11	1,817,651		157,000		157,000.00	1,727,000.00	TOO TЦ Мастер	Кассета Ферритин Elecsys Ferritin, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, РК-МИ (in vitro) - №023772, 118
22	Кассета для определения Свободного простата-специфического антигена - free PSA для анализатора Cobas PRO на 300 определений	Кассета для определения Свободного простата-специфического антигена - free PSA для анализатора Cobas PRO на 300 определений Назначение: Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения свободного простат-специфического антигена в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест предназначен для использования на иммунохимических анализаторах cobas e. реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема): Кассета с реагентами промаркирована как FPSA. М Микрокапсулы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрокапсулы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-PCSA-Ат-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-PCSA антитела (мышинные) 2 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.4; консервант. R2 Анти-PCSA-Ат-Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Моноклональные анти-PCSA антитела (мышинные), меченные рутением комплексом, 1.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.4; консервант. Реагенты готовы к применению, поставляются в составе кассеты и не должны разделяться. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Не замораживать. Стабильность: в нескрытом виде при 2-8 °С до окончания указанного срока годности, после вскрытия при 2-8 °С 12 недель, на борту анализаторов 6 недель.	упаковка	143,499.00	8	1,147,992		136,400		136,400.00	1,091,200.00	TOO TЦ Мастер	Кассета Свободный простата-специфический антиген - Elecsys free PSA, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, РК-МИ (in vitro) - №023772, 121
23	Калибратор C.f.a.s HbA1c для анализатора Cobas PRO	Калибратор C.f.a.s HbA1c для анализатора Cobas PRO Назначение C.f.a.s. HbA1c (Калибратор для автоматических систем) используется для калибровки количественных тестов Roche на анализаторах для клинической химии Roche согласно приложенным паспортам присвоенных значений.Приготовление рабочего раствора контрольного материала Осторожно откройте один флакон, избегая потери лиофилизата, и добавьте в него с помощью пипетки 2.0 мл дистиллированной/деионизированной воды. Осторожно закройте флакон и дождитесь полного растворения компонентов, перемешивая их круговыми движениями в течение 30 минут. Избегайте образования пены.Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Критерий определения стабильности, использующийся в компании Roche: Извлечение в пределах ± 10 % от исходного значения. Стабильность лиофилизированного калибратора при 2-8 °С: до конца срока годности. Стабильность компонентов растворенного калибратора: при 15-25 °С 8 часов при 2-8 °С 2 дня при (-15)-(-25) °С 3 месяца (с однократной заморозкой).Храните калибратор в плотно закупоренной емкости, когда он не используется.	упаковка	56,031.00	2	112,062		53,200		53,200.00	106,400.00	TOO TЦ Мастер	Калибратор C.f.a.s HbA1c, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, РК-МИ (in vitro) - №023772, 425
24	Калибратор HE4 для анализатора Cobas PRO	Калибратор HE4 для анализатора Cobas PRO Назначение: Набор калибраторов HE4 CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys HE4 на иммунохимических анализаторах cobas e. Набор калибраторов HE4 CalSet представляет собой лиофилизированную лошадиную сыворотку крови с добавленным белком HE4 (человеческим, клеточная линия OvCar-3) в 2 диапазонах концентраций. CalSet можно использовать со всеми лотами реагента. реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема): • HE4 Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый • HE4 Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый. HE4 (человеческий, из клеточной линии OvCar-3) в 2 диапазонах концентраций (около 5 пг/мл и около 200 пг/мл) в матрице лошадиной сыворотки крови, консервант. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. иофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 (± 5 °С) 8 недель, при 2-8 °С 7 дней, на борту анализатора cobas e 411 при 20-25 °С до 5 часов.	упаковка	355,385.00	2	710,770		337,000		337,000.00	674,000.00	TOO TЦ Мастер	Калибратор HE4 CalSet, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, РК-МИ (in vitro) - №023772, 299

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание)	Единица измерения	Цена за единицу, тенге	Количество, о, объём	Общая сумма, утвержденная для закупки в тенге	Потенциальные поставщики					Торговые наименования победителей		
							TOO Steil Medical Systems	TOO TЦ Мастер	TOO LabMedTech	Цена	Общая сумма		Наименование поставщика	
25	Калибратор hGH для анализатора Cobas PRO	Калибратор hGH для анализатора Cobas PRO Назначение: Калибровочный набор hGH CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys hGH на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Набор калибраторов hGH CalSet представляет собой лиофилизированную сыворотку крови человека с добавленным рекомбинантным гормоном роста человека (hGH) в двух диапазонах концентраций. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов, реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема): • hGH Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый • hGH Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый. hGH (рекомбинантный пептид) в двух диапазонах концентраций (около 0 нг/мл или 0 пг/мл и около 10 нг/мл или 10000 пг/мл) в матрице сыворотки крови человека; консервант. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Леофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °C (± 5 °C) 28 дней, при 2-8 °C 7 дней, на борту анализатора cobas e 411 при 20-25 °C до 5 часов.	упаковка	157,843.00	1	157,843		150,000			150,000.00	150,000.00	TOO TЦ Мастер	Калибратор hGH CalSet, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK-MI (in vitro) - №023772, 321
26	Калибратор IgE для анализатора Cobas PRO	Калибратор IgE для анализатора Cobas PRO Назначение: Набор калибраторов IgE CalSet. Предназначен для калибровки количественного теста Elecsys IgE II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. IgE CalSet представляет собой лощадину сыворотку крови с добавленным иммуноглобулином класса E человека в двух диапазонах концентраций. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов, реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема): • IGE Cal1: 2 флакона, каждый содержит 1.0 мл калибратора 1 • IGE Cal2: 2 флакона, каждый содержит 1.0 мл калибратора 2 Иммуноглобулин класса E (человека) в двух диапазонах концентраций (около 1 МЕ/мл или 2.4 нг/мл и около 100 МЕ/мл или 240 нг/мл) в матрице лощадины сыворотки крови; консервант. Калибраторы поставляются готовыми к применению во флаконах, совместимых с системой. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Стабильность: в вскрытом виде при 2-8 °C до окончания указанного срока годности, после вскрытия при 2-8 °C 12 недель, на борту анализатора cobas e 411 при 20-25 °C до 5 часов.	упаковка	31,474.00	1	31,474		30,000			30,000.00	30,000.00	TOO TЦ Мастер	Калибратор IgE CalSet, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK-MI (in vitro) - №023772, 324
27	Калибратор IL-6 для анализатора Cobas PRO	Калибратор IL-6 для анализатора Cobas PRO Назначение: Набор калибраторов IL-6 CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys IL-6 на иммунохимических анализаторах cobas e. IL-6 CalSet представляет собой лиофилизированную матрицу лощадины сыворотки крови с добавленным в нее рекомбинантным ИЛ-6 в 2 диапазонах концентраций. CalSet можно использовать со всеми лотами реагента, реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема): • IL-6 Cal1: 2 флакона, для приготовления 2.0 мл калибратора 1 каждый • IL-6 Cal2: 2 флакона, для приготовления 2.0 мл калибратора 2 каждый. ИЛ-6 (человеческий, рекомбинантный) в 2 диапазонах концентраций (около 18 пг/мл и около 700 пг/мл) в матрице лощадины сыворотки крови. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Леофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °C (± 5 °C) 3 месяца, при 2-8 °C до 5 часов, на борту анализаторов при 20-25 °C до 5 часов. Идентификация реагента с помощью RFID чипа. На каждом флаконе должна быть RFID метка с кодирующей информацией.	упаковка	138,187.00	1	138,187		131,300			131,300.00	131,300.00	TOO TЦ Мастер	Калибратор IL-6 CalSet, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK-MI (in vitro) - №023772, 325
28	Калибратор Insulin для анализатора Cobas PRO	Калибратор Insulin для анализатора Cobas PRO Назначение: Набор калибраторов Insulin CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Insulin на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Набор калибраторов Insulin CalSet представляет собой лиофилизированную бычью сыворотку крови с добавленным инсулином в двух диапазонах концентраций. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов, реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема): • INSULIN Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый • INSULIN Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Леофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °C (± 5 °C) 3 месяца, на борту анализаторов при 20-25 °C использовать только один раз. Идентификация реагента с помощью RFID чипа. На каждом флаконе должна быть RFID метка с кодирующей информацией.	упаковка	56,684.00	1	56,684		53,900			53,900.00	53,900.00	TOO TЦ Мастер	Калибратор Insulin CalSet, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK-MI (in vitro) - №023772, 288
29	Чистящий раствор ISE DEPROTEINIZER cobas Integra для анализатора Cobas PRO	Чистящий раствор ISE DEPROTEINIZER cobas Integra (6x21ML для анализатора Cobas PRO. Очищающий раствор для удаления остатков белков с трубок и электродов анализатора. Идентификация реагента с помощью RFID чипа. На каждом флаконе должна быть RFID метка с кодирующей информацией.	упаковка	37,247.00	2	74,494		35,400			35,400.00	70,800.00	TOO TЦ Мастер	Чистящий раствор ISE DEPROTEINIZER cobas Integra (6x21ML), Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK-MI (MT) - №019709, 38
30	ISE разбавитель - ISE Diluent для анализатора Cobas PRO	ISE разбавитель - ISE Diluent для анализатора Cobas PRO Разбавитель. проб. Применяется в ISE модулях системы Cobas Pro. реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема); раствор NaCl. В упаковке 2 флакона по 2 л раствора каждый. Хранение и стабильность: Хранение: при 15-25 °C до истечения указанного срока годности.	упаковка	35,852.00	6	215,112		34,000			34,000.00	204,000.00	TOO TЦ Мастер	ISE разбавитель- ISE Diluent, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK-MI (in vitro)- 0№024289, 81
31	ISE внутренний стандарт - ISE Internal Standard для анализатора Cobas PRO	ISE внутренний стандарт - ISE Internal Standard для анализатора Cobas PRO Буферный раствор для измерения пустой пробы и проверки измерительной системы ISE модуля перед каждым измерением. Применяется в ISE модулях системы Cobas Pro. В упаковке 2 флакона по 2 л раствора каждый. Хранение и стабильность: Хранение: при 15-25 °C до истечения указанного срока годности.	упаковка	35,705.00	6	214,230		34,000			34,000.00	204,000.00	TOO TЦ Мастер	ISE внутренний стандарт- ISE Internal Standard, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK-MI (in vitro)- 0№024289, 80
32	ISE Reference Electrolyte, 2L для анализатора Cobas PRO	ISE Reference Electrolyte, 2L для анализатора Cobas PRO Буферный раствор для заполнения и активации референсного электрода. Применяется в ISE модулях системы Cobas Pro. реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема); раствор KCl. В упаковке 2 флакона по 2 л раствора каждый. Хранение и стабильность: Хранение: при 15-25 °C до истечения указанного срока годности.	упаковка	71,149.00	5	355,745		67,600			67,600.00	338,000.00	TOO TЦ Мастер	ISE референсный- ISE Reference Electrolyte электролит, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK-MI (in vitro)- 0№024289, 76
33	Галогеновая лампа (Лампа фотометра) - Lamp Halogen Assy (Photometer Lamp) для анализатора Cobas PRO	Галогеновая лампа (Лампа фотометра) - Lamp Halogen Assy (Photometer Lamp) для анализатора Cobas PRO Галогеновая лампа для биохимического анализатора Cobas c501. Источник питания 12В, мощность 50 Вт. Являются источником света при фотометрических измерениях. Срок службы не менее 750 часов, гарантия 6 месяцев. Спектр свечения лампы должен соответствовать фотометрам анализаторов Roche diagnostics, сигналы должны быть в диапазоне 8500-14000. Длина: 50 мм, диаметр: 18 мм, длина спирали 10 мм. Лампа должна быть оригинального производства, упаковка в оригинальную упаковку с маркировкой RocheHitachi. Страна производства Япония. На корпусе лампы должно быть клеймо завода производителя Hitachi и уникальный номер.	упаковка	461,853.00	2	923,706		439,000			439,000.00	878,000.00	TOO TЦ Мастер	Галогеновая лампа (Лампа фотометра) Lamp Halogen Assy (Photometer Lamp), Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK-MI (in vitro)- 0№024289, 12
34	Калибратор LH для анализатора Cobas PRO	Калибратор LH для анализатора Cobas PRO Назначение: Набор калибраторов LH CalSet II предназначен для калибровки количественного теста Elecsys LH на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. LH CalSet II представляет собой лиофилизированную матрицу сыворотки крови человека с добавленным человеческим ЛГ в двух концентрациях. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов, реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема): • LH Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 в каждом • LH Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 в каждом. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Леофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °C (± 5 °C) 3 месяца, на борту анализаторов при 20-25 °C использовать только однократно.	упаковка	43,580.00	1	43,580		41,000			41,000.00	41,000.00	TOO TЦ Мастер	Калибратор LH II CalSet, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK-MI (in vitro) - №023772, 283

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание)	Единица измерения	Цена за единицу, тенге	Количество, о, объём	Общая сумма, утвержденная для закупки в тенге	Потенциальные поставщики				Торговые наименования победителей		
							TOO Steil Medical Systems	TOO ТЦ Мастер	TOO LabMedTech	Цена		Общая сумма	Наименование поставщика
35	Калибратор C.f.a.s Lipids для анализатора Cobas PRO	Калибратор C.f.a.s Lipids для анализатора Cobas PRO Назначение C.f.a.s. Lipids (Калибратор для автоматических систем) используется для калибровки при количественном определении липидов на анализаторах Roche для клинической химии согласно указанным в паспортах присвоенным значениям. Приготовление рабочего раствора реагента. Осторожно откройте одну бутылку, избежав потери лиофилизата, и добавьте его с помощью пипетки в 1.0 мл дистиллированной/деионизированной воды. Осторожно закройте бутылку и дождитесь полного растворения компонентов, перемешав их круговыми движениями в течение 30 минут. Избегайте образования пены. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Критерий определения стабильности, использующийся в компании Roche. Результаты измерений в пределах ± 10 % исходного уровня. Стабильность лиофилизированного калибратора при 2-8 °С: До конца срока годности. Стабильность компонентов растворенного калибратора при 15-25 °С 8 часов, при 2-8 °С 5 дней, при (-15)-(-25) °С 4 недели (с однократной заморозкой). Храните калибратор в плотно закупоренной емкости, когда он не используется.	упаковка	18,363.00	4	73,452		17,500		17,500.00	70,000.00	TOO ТЦ Мастер	Калибратор C.f.a.s Lipids, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK-MI (in vitro) - №023772, 426
36	Измерительная ячейка для cobas e 402 - Measuring Cell for cobas e 402 для анализатора Cobas PRO	Измерительная ячейка для cobas e 402 - Measuring Cell for cobas e 402 для анализатора Cobas PRO Измерительная ячейка для анализатора Cobas e. Корпус из светопропускающего диэлектрического материала. Имеет отполированную рабочую поверхность и два платиновых электрода. Устанавливается в измерительный блок в комплекте с референсным электродом. В стоимость входит установка, настройка, калибровка на анализаторе, валидация. Все работы должны проводиться обученным инженером, имеющим сертификат обучения от завода производителя и доверенность от производителя на производство работ. Поставщик должен предоставить сертификат происхождения товара. На все материалы и работы гарантия 12 месяцев с момента установки. Поставщик обязан иметь все необходимые материалы и оборудование для проведения работ. Идентификация реагента с помощью RFID чипа. На каждом флаконе должна быть RFID метка с кодирующей информацией.	упаковка	1,693,251.00	1	1,693,251		1,608,000		1,608,000.00	1,608,000.00	TOO ТЦ Мастер	Измерительная ячейка MEASURING CELL WITH REF. ELECT, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK-MI (in vitro) - №023772, 56
37	Дилуэнт NaCl 9% (Diluent NaCl 9%) для анализатора Cobas PRO	Дилуэнт NaCl 9% (Diluent NaCl 9%) для анализатора Cobas PRO Назначение Diluent NaCl 9 % применяется для разведения проб при выполнении тестов с применением реагентов на системах cobas c. реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема) 9 % NaCl. Готов к применению. Хранение и стабильность. Дилуэнт NaCl 9 %. Срок хранения при 2-8 °С: См. срок годности на этикетке кассеты cobas c. Срок хранения вскрытого реагента в охлаждаемом отделении для реагентов на борту анализатора: 12 недель	упаковка	18,273.00	5	91,365		17,500		17,500.00	87,500.00	TOO ТЦ Мастер	Дилуэнт NaCl 9% - Diluent NaCl 9%, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK-MI (in vitro)-0№024289, 94
38	Калибратор N-MID Osteocalcin для анализатора Cobas PRO	Калибратор N-MID Osteocalcin для анализатора Cobas PRO Назначение: Набор калибраторов N-MID Osteocalcin CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys N-MID Osteocalcin на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Набор калибраторов N-MID Osteocalcin CalSet представляет собой лиофилизированную сыворотку крови человека с добавленным остеокальцином в двух диапазонах концентраций. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов. реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема) • OSTEOC Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый • OSTEOC Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый. Остеокальцин (синтетический пептид, последовательность человека) в двух диапазонах концентраций (около 0 нг/мл и около 280 нг/мл) в матрице сыворотки крови человека. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Леофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °C (± 5 °C) 3 месяца, при 2-8 °C 1 неделя, на борту анализатора cobas e 411 при 20-25 °C до 5 часов. Идентификация реагента с помощью RFID чипа. На каждом флаконе должна быть RFID метка с кодирующей информацией.	упаковка	98,133.00	1	98,133		93,300		93,300.00	93,300.00	TOO ТЦ Мастер	Калибратор N-MID Osteocalcin CalSet, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK-MI (in vitro) - №023772, 315
39	Калибратор NSE для анализатора Cobas PRO	Калибратор NSE для анализатора Cobas PRO Назначение: Набор калибраторов NSE CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys NSE на иммунохимических анализаторах cobas e.NSE CalSet представляет собой лиофилизированную буферную/белковую матрицу с добавленным NSE в 2 диапазонах концентраций. CalSet можно использовать со всеми лотами реагента. реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема): • NSE Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый • NSE Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый. NSE (человека) в 2 диапазонах концентраций (около 0.5 нг/мл и около 50 нг/мл) в буферной/белковой (альбумин бычьей сыворотки) матрице, азид натрия < 1 % (м/м). Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Леофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при 2-8 °С 6 недель, на борту анализатора cobas e 411 при 20-25 °C до 3 часов. Идентификация реагента с помощью RFID чипа. На каждом флаконе должна быть RFID метка с кодирующей информацией.	упаковка	73,418.00	1	73,418		69,800		69,800.00	69,800.00	TOO ТЦ Мастер	Калибратор NSE CalSet, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK-MI (in vitro) - №023772, 300
40	Калибратор C.f.a.s. PAC для анализатора Cobas PRO	Калибратор C.f.a.s. PAC для анализатора Cobas PRO Назначение C.f.a.s. PAC (преальбумин-ангистирептолизин О-церулоплазмин) предназначен для калибровки количественных методов Roche при работе с биохимическими анализаторами Roche в соответствии с паспортами значений. Идентификация реагента с помощью RFID чипа. На каждом флаконе должна быть RFID метка с кодирующей информацией.	упаковка	33,383.00	1	33,383		31,700		31,700.00	31,700.00	TOO ТЦ Мастер	Калибратор Cfas PAC, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK-MI (in vitro) - №023772, 436
41	Раствор для предварительной промывки - PreClean II M для анализатора Cobas PRO	Раствор для предварительной промывки - PreClean II M для анализатора Cobas PRO Раствор PreClean M 5x600 ml. PreClean M используется для удаления потенциально опасных веществ перед появлением сигналов – последний шаг аналитической процедуры. Реагенты и рабочие растворы: 5 x 600 мл промывочного раствора Фосфатный буфер 10 ммоль/л; хлорид натрия 20 ммоль/л; детергент ≤ 0.1 %; консервант; pH 7.0. Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре строго в вертикальном положении. Срок годности на этикетке набора.	упаковка	62,837.00	26	1,633,762		59,200		59,200.00	1,539,200.00	TOO ТЦ Мастер	Раствор для предварительной промывки - PreClean II M, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK-MI (in vitro)- 0№024289, 90
42	Раствор для измерения ЭХЛ - ProCell II M для анализатора Cobas PRO	Раствор для измерения ЭХЛ - ProCell II M для анализатора Cobas PRO Раствор ProCell M для анализатора Cobas 6000 2x2 L. Назначение: Системное решение для генерации электрохимических сигналов в иммунологических анализаторах MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 и cobas e 602. Реагенты и рабочие растворы: 2 x 2 л системный буфер Фосфатный буфер 300 ммоль/л, тригиптолизин 180 ммоль/л; детергент ≤ 0.1 %; консервант; pH 6.8. Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре строго в вертикальном положении. Срок годности при 15-25 °C См. срок годности на этикетке набора.	упаковка	24,034.00	69	1,658,346		22,500		22,500.00	1,552,500.00	TOO ТЦ Мастер	Раствор для измерения ЭХЛ - ProCell II M, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK-MI (in vitro)- 0№024289, 88
43	Калибратор Progesterone для анализатора Cobas PRO	Калибратор Progesterone для анализатора Cobas PRO Назначение: Калибровочный набор Progesterone III CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys Progesterone III на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Калибровочный набор Progesterone III CalSet состоит из лиофилизированной сыворотки человека с добавлением прогестерона в двух диапазонах концентрации. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов. реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема): • PROG III Cal1: 2 флакона, для приготовления калибратора 1 каждый по 1.0 мл • PROG III Cal2: 2 флакона, для приготовления калибратора 2 каждый по 1.0 мл. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Леофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °C (± 5 °C) 31 день, при 2-8 °C 24 часа, на борту анализаторов при 20-25 °C использовать только один раз.	упаковка	51,904.00	1	51,904		49,300		49,300.00	49,300.00	TOO ТЦ Мастер	Калибратор Progesterone III CalSet, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK-MI (in vitro) - №023772, 284

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание)	Единица измерения	Цена за единицу, тенге	Количество, об. объем	Общая сумма, утвержденная для закупки в тенге	Потенциальные поставщики					Торговые наименования победителей	
							TOO Steil Medical Systems	TOO ТЦ Мастер	TOO LabMedTech	Цена	Общая сумма		Наименование поставщика
44	Калибратор C.f.a.s Proteins для анализатора Cobas PRO	Калибратор C.f.a.s Proteins для анализатора Cobas PRO Назначение: C.f.a.s. Proteins предназначен для калибровки количественных методов Roche при работе с биохимическими анализаторами Roche в соответствии с паспортами значений. Приготовление рабочего раствора реагента Продукт готов к применению. Перед применением осторожно перемешать. Избегайте образования пены. Прилагающиеся этикетки со штрих-кодами предназначены исключительно для идентификации калибратора автоматическими анализаторами Roche/Hitachi MODULAR и системами cobas с. Прикрепите этикетки со штрих-кодами к пробиркам, содержащим чаши с калибратором. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Критерий определения стабильности, использующийся в компании Roche: Результаты измерений в пределах ± 10 % исходного уровня. Стабильность: до вскрытия упаковки: До конца указанного срока годности при 2-8 °С. После вскрытия: На протяжении 4 недель хранения при температуре 2-8 °С, при условии что растворение калибратора происходит без их загрязнения микробами, т.е. посредством их переливания в другую емкость. Храните калибратор в плотно закупоренной емкости, когда он не используется.	упаковка	50,302.00	1	50,302		48,000		48,000.00	48,000.00	TOO ТЦ Мастер	Калибратор C.f.a.s Proteins, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, РК-МИ (in vitro) - №023772, 427
45	Калибратор PTH для анализатора Cobas PRO	Калибратор PTH для анализатора Cobas PRO Назначение: Калибровочный набор CalSet PTH предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys PTH для определения интактного ПТГ (паратиреоидного гормона) на иммунохимическом анализаторе Elecsys i cobas e. Калибровочный набор CalSet PTH состоит из лиофилизированной сыворотки крови человека с добавлением синтетического ПТГ в двух диапазонах концентраций. CalSet можно использовать со всеми лотами реагента. реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема): • PTH Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 • PTH Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2. ПТГ (синтетический пептид, человеческая последовательность) в двух диапазонах концентрации (приблизительно 1 пг/мл или 10 пг/мл и приблизительно 466 пг/мл или 4400 пг/мл) в матрице из человеческой сыворотки; консервант. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность восстановленных калибраторов: при -20 °C ± 5 °C 12 недель, при 2-8 °C 14 дней, на борту анализатора cobas e 411 при 20-25 °C до 6 часов.	упаковка	64,215.00	1	64,215		61,000		61,000.00	61,000.00	TOO ТЦ Мастер	Калибратор PTH CalSet, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, РК-МИ (in vitro) - №023772, 317
46	Адаптер для раствора SysClean предварительной мойки LFC Cup ASSY для анализатора Cobas PRO	Адаптер для раствора SysClean предварительной мойки LFC Cup ASSY для анализатора Cobas PRO. Комплект пластиковых стаканчиков для очищающего раствора. Используется при проведении плановой процедуры промывки измерительной системы анализатора Cobas 6000. Хранить при 15-25 °С. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на право реализации товара на территории Республики Казахстан.	упаковка	10,014.00	5	50,070		9,500		9,500.00	47,500.00	TOO ТЦ Мастер	Адаптер для раствора SysClean LFC CUP ASSY, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, РК-МИ (in vitro) - №023772, 60
47	Референсный электрод - REFERENCE ELECTRODE для анализатора Cobas PRO	Референсный электрод - REFERENCE ELECTRODE для анализатора Cobas PRO Сборный референсный электрод используется для электрической связи между образцом и «землей» (нулевой фазой).	упаковка	254,446.00	1	254,446		241,800		241,800.00	241,800.00	TOO ТЦ Мастер	Референсный электрод REFERENCE ELECTRODE, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, РК-МИ (in vitro) - №023772, 53
48	Калибратор RF для анализатора Cobas PRO	Калибратор RF для анализатора Cobas PRO Назначение: Preciset RF предназначен для калибровки количественных методов Roche при работе с биохимическими анализаторами Roche в соответствии с паспортами значений. реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема) Реактивные компоненты: RF в сыворотке крови человека Нерактивные компоненты: HEPES буфер, альбумин бычьей сыворотки крови, хлорид натрия, консервант. Концентрации компонентов являются специфичными для каждого лота. Точные значения калибратора приведены в доступных в электронной форме или прилагаемых паспортах значений. Значения также закодированы в прилагаемых таблицах штрихкодов калибраторов для анализаторов Roche/Hitachi MODULAR и COBASC. Приготовление рабочего раствора Продукт готов к применению. Перед применением осторожно перемешать. Избегайте образования пены. Прилагающиеся этикетки со штрих-кодами предназначены исключительно для идентификации калибратора автоматическими анализаторами Roche/Hitachi MODULAR и системами cobas с. Прикрепите этикетки со штрих-кодами к пробиркам, содержащим чаши с калибратором. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Критерий определения стабильности, использующийся в компании Roche: Степень излучения в пределах ± 10 % от исходного значения. Стабильность: в невоскромтом виде: До окончания указанного срока годности при температуре 2-8 °С. После вскрытия: 24 часа при 15-25 °С или 30 дней при 2-8 °С, при условии, что деление калибратора осуществляется способом, исключающим микробную контаминацию, например путем переливания в другой контейнер. Не замораживать. Храните калибраторы в плотно закрытых флаконах, когда они не используются.	упаковка	117,354.00	3	352,062		111,500		111,500.00	334,500.00	TOO ТЦ Мастер	Калибратор Preciset RF, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, РК-МИ (in vitro) - №023772, 432
49	Калибратор SCC для анализатора Cobas PRO	Калибратор SCC для анализатора Cobas PRO Назначение: Набор калибраторов SCC CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys SCC на иммунохимических анализаторах cobas e. Теоретическое обоснование: SCC CalSet представляет собой лиофилизированную матрицу сыворотки крови человека с добавленным в нее белком ПКК (рекомбинантный, E. coli) в 2 диапазонах концентраций. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов. реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема): • SCC Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый • SCC Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый ПКК (рекомбинантный, E. coli) в 2 диапазонах концентраций Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °C (± 5 °C) 28 дней (допускается только однократное замораживание) при 2-8 °C 28 дней при 20-25 °C 8 часов.	упаковка	414,561.00	1	414,561		394,000		394,000.00	394,000.00	TOO ТЦ Мастер	Калибратор SCC CalSet, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, РК-МИ (in vitro) - №023772, 306
50	Кассета для определения Глобулина, связывающего половой гормон - SHBG для анализатора Cobas PRO	Кассета для определения Глобулина, связывающего половой гормон - SHBG для анализатора Cobas PRO Назначение: Иммунокассета для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения глобулина, связывающего половые гормоны, в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунокассета предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys i cobas e. реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема): Кассета с реагентами промаркирована как SHBG. M Микрокапсулы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрокапсулы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-SHBG-А1-белки (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Бiotинилированное моноклональное анти-SHBG антитело (мышинное) 1.25 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. R2 Анти-SHBG-А1-Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональное анти-SHBG антитело (мышинное), меченное рутением комплексом, 1.25 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. Реагенты готовы к применению, поставляются в составе кассеты и не должны разделяться. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Не замораживать. Стабильность: в невоскромтом виде при 2-8 °С до окончания указанного срока годности, после вскрытия при 2-8 °C 12 недель, на борту анализаторов 7 недель. Идентификация реагента с помощью RFID чипа. На каждом флаконе должна быть RFID метка с кодирующей информацией.	упаковка	498,632.00	2	997,264		474,000		474,000.00	948,000.00	TOO ТЦ Мастер	Кассета Глобулина связывающего половой гормон - Elecsys SHBG, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, РК-МИ (in vitro) - №023772, 175

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание)	Единица измерения	Цена за единицу, тенге	Количество, об. объём	Общая сумма, утвержденная для закупки в тенге	Потенциальные поставщики				Торговые наименования победителей		
							TOO Steil Medical Systems	TOO TЦ Мастер	TOO LabMedTech	Цена		Общая сумма	Наименование поставщика
51	Калибратор SHBG для анализатора Cobas PRO	Калибратор SHBG для анализатора Cobas PRO Назначение: Набор калибраторов SHBG CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys SHBG на иммунохимических анализаторах cobas e. Теоретическое обоснование Набор калибраторов SHBG CalSet представляет собой лиофилизированную площадку сыворотку крови (SHBG Cal1) и сыворотку крови человека (SHBG Cal2). CalSet можно использовать со всеми лотами реагента, реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема) • SHBG Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый • SHBG Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый Концентрация SHBG Cal1 составляет около 0 нмоль/л; SHBG Cal2 содержит около 40 нмоль/л SHBG человека в матрице сыворотки крови человека. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °C. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: При -20 °C (± 5 °C) 2 месяца (допускается только однократное замораживание) на борту анализаторов при 20-25 °C использовать только один раз	упаковка	70,479.00	2	140,958		67,000		67,000.00	134,000.00	TOO TЦ Мастер	Калибратор SHBG CalSet, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK-MI (in vitro) - №023772, 286
52	Калибратор T4 для анализатора Cobas PRO	Калибратор T4 для анализатора Cobas PRO Назначение: Набор калибраторов T4 CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys T4 на иммунохимических анализаторах cobas e. T4 CalSet представляет собой лиофилизированную буферную/белковую матрицу с добавленным L-тироксинам в 2 диапазонах концентраций. CalSet можно использовать со всеми лотами реагента, реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема): • T4 Cal1: 2 флакона, каждый содержит 1.0 мл калибратора 1 • T4 Cal2: 2 флакона, каждый содержит 1.0 мл калибратора 2. L-тироксин в 2 диапазонах концентраций (около 50 нмоль/л или 3.9 мкг/л и около 230 нмоль/л или 17.9 мкг/л) в буферной/белковой (альбумин бычьей сыворотки) матрице. Калибраторы поставляются готовыми к применению во флаконах, совместимых с системой. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °C. Стабильность: в невскрытом виде при 2-8 °C до окончания указанного срока годности, после вскрытия/в аликвотах при 2-8 °C 12 недель, на борту анализатора cobas e 411 при 20-25 °C до 5 часов.	упаковка	30,528.00	1	30,528		29,000		29,000.00	29,000.00	TOO TЦ Мастер	Калибратор T4 CalSet, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK-MI (in vitro) - №023772, 256
53	Кассета для определения Тестостерона - Testosterone для анализатора Cobas PRO на 300 определений	Кассета для определения Тестостерона - Testosterone для анализатора Cobas PRO на 300 определений Назначение: Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения тестостерона в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема): Кассета с реагентами промаркирована как TESTO II. М Микрочастицы, покрытые стрептавудином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл; Микрочастицы, покрытые стрептавудином, 0.72 мл/мл; консервант. R1 Анти-тестостерон-Ат-биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл; Биотинилированное моноклональное антитело к тестостерону (овечьи) 40 нг/мл; высвобождающий реагент 2-бромострадиол; буфер MES 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Тестостерон-пептид-Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл; Производное тестостерона, меченное рутениевым комплексом, 1.5 нг/мл; буфер MES 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Реагенты готовы к применению, поставляются в составе кассеты и не должны разделяться. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °C. Не замораживать. Стабильность: в невскрытом виде при 2-8 °C до окончания указанного срока годности, после вскрытия при 2-8 °C 12 недель, на борту анализатора 8 недель.	упаковка	78,720.00	2	157,440		74,800		74,800.00	149,600.00	TOO TЦ Мастер	Кассета ТестостеронElecsys Testosterone II, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK-MI (in vitro) - №023772, 150
54	Кассета для определения Тиреоглобулина - Tg для анализатора Cobas PRO на 300 определений	Кассета для определения Тиреоглобулина - Tg для анализатора Cobas PRO на 300 определений Назначение: Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения тиреоглобулина в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест предназначен для использования на иммунохимических анализаторах cobas e. реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема): Кассета с реагентами промаркирована как TG 2. М Микрочастицы, покрытые стрептавудином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл; Микрочастицы, покрытые стрептавудином, 0.72 мл/мл; консервант. R1 Анти-TT-Ат-биотин (серая крышка), 1 флакон, 9 мл; Биотинилированное моноклональное антитело к TT (мышинное) 1 мг/л; Бис-Трис буфер 50 ммоль/л, pH 6.3; консервант. R2 Анти-TT-Ат-Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл; Моноклональные антитела к TT (мышинные), меченные рутениевым комплексом, 3.1 мг/л; Бис-Трис буфер 50 ммоль/л, pH 6.3; консервант. Реагенты готовы к применению, поставляются в составе кассеты и не должны разделяться. Хранить при 2-8 °C. Не замораживать. Стабильность: в невскрытом виде при 2-8 °C до окончания указанного срока годности, в открытом виде при 2-8 °C 84 дня (12 недель), на борту анализаторов 28 дней (4 недель).	упаковка	197,883.00	4	791,532		188,000		188,000.00	752,000.00	TOO TЦ Мастер	Кассета Тиреоглобулин Elecsys Tg II, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK-MI (in vitro) - №023772, 151
55	Кассета для определения Трансферрина - Tina-quant Transferrin (TRSF) для анализатора Cobas PRO на 500 определений	Кассета для определения Трансферрина - Tina-quant Transferrin (TRSF) для анализатора Cobas PRO на 500 определений Назначение: Test in vitro для количественного определения трансферрина в моче человека на анализаторах RocheHitachi cobas c. реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема) R1 Фосфатный буфер: 55 ммоль/л, pH 7.2; NaCl: 25 ммоль/л; поливинилпирролидон: 5 %; консервант R2 Антитела против трансферрина человека (кролика): зависит от титра: NaCl: 100 ммоль/л; консервант. Готов к применению. Хранение и стабильность TRSF2. Срок хранения при 2-8 °C. См. срок годности на этикетке кассеты cobas c. Срок хранения вскрытого реагента в холодильнике на борту анализатора: 8 недель. Идентификация реагента с помощью RFID-чипа. На каждом флаконе должна быть RFID метка с кодирующей информацией.	упаковка	161,770.00	4	647,080		154,000		154,000.00	616,000.00	TOO TЦ Мастер	Кассета Трансферрин Tina-quant Transferrin (TRSF), Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK-MI (in vitro) - №023772, 376
56	Контроль Vitamin D total для анализатора Cobas PRO	Контроль Vitamin D total для анализатора Cobas PRO Назначение: Набор контрольных материалов PreciControl Vitamin D total III используется для контроля качества иммунотеста Elecsys Vitamin D total III на иммунохимических анализаторах cobas e. PreciControl Vitamin D total III представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку крови на основе сыворотки крови человека в двух диапазонах концентраций. Контрольные материалы используются для мониторинга точности иммунотеста Elecsys Vitamin D total III. реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема): • PC VITD1: 3 флакона, каждый для приготовления 1.0 мл контрольной сыворотки. Сыворотка крови человека; консервант. Целевое значение около 20 нг/мл (50 нмоль/л) • PC VITD2: 3 флакона, каждый для приготовления 1.0 мл контрольной сыворотки. Сыворотка крови человека; консервант. Целевое значение около 40 нг/мл (100 нмоль/л). Для приготовления контролей необходимо добавить дистиллированную воду; Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °C. Леофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. Стабильность растворенной контрольной сыворотки: при -20 °C (± 5 °C) 31 день, при 2-8 °C 72 часа, на борту анализаторов при 20-25 °C до 5 часов.	упаковка	84,396.00	1	84,396		80,000		80,000.00	80,000.00	TOO TЦ Мастер	Контроль PreciControl Vitamin D total II, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK-MI (in vitro) - №023772, 224
57	Контроль Anti-HBs для анализатора Cobas PRO	Контроль Anti-HBs для анализатора Cobas PRO Назначение: Контрольный материал PreciControl Anti-HBs используется для контроля качества иммунотеста Elecsys Anti-HBs II на иммунохимических анализаторах cobas e. PreciControl Anti-HBs представляет собой готовую к применению контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека в отрицательном и в положительном диапазоне концентраций. Контрольные материалы используются для мониторинга точности иммунотеста Elecsys Anti-HBs II. реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема): • PC A-HBS1: 8 флаконов, по 1.3 мл контрольной сыворотки в каждом Сыворотка крови человека, отрицательная по анти-НВs; консервант. Диапазон целевых концентраций для анти-НВs: ≤ 5 МЕ/л • PC A-HBS2: 8 флаконов, по 1.3 мл контрольной сыворотки в каждом Анти-НВs антитела (человека) около 100 МЕ/л в сыворотке крови человека; консервант. Диапазон целевых концентраций для анти-НВs антител: 60-150 МЕ/л. Контрольные материалы поставляются готовыми к применению во флаконах, совместимых с системой. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °C. Стабильность: в невскрытом виде при 2-8 °C до окончания указанного срока годности, после вскрытия при 2-8 °C 8 недель, на борту анализатора cobas e 411 при 20-25 °C до 5 часов.	упаковка	57,950.00	1	57,950		55,000		55,000.00	55,000.00	TOO TЦ Мастер	Контроль PreciControl Anti-HBs, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, PK-MI (in vitro) - №023772, 235

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание)	Единица измерения	Цена за единицу, тенге	Количество, о, объём	Общая сумма, утвержденная для закупки в тенге	Потенциальные поставщики				Торговые наименования победителей			
							TOO Steil Medical Systems	TOO ТЦ Мастер	TOO LabMedTech	Цена	Общая сумма	Наименование поставщика		
58	Кассета для определения ненасыщенной железосвязывающей способности (UIBC) на 100 определений для анализатора Cobas PRO	Кассета для определения ненасыщенной железосвязывающей способности (UIBC) на 100 определений Назначение In vitro тест для количественного определения ненасыщенной железосвязывающей способности человеческой сыворотки крови и плазмы с использованием систем COBASc. реагенты - рабочие растворы (допустима погрешность 3% от заявленного объема) R1 Хлорид железа: 62 ммоль/л; гидрокарбонат натрия: 75 ммоль/л; ТРИС-буфер: 375 ммоль/л, pH 8.4; консервант. SR Феррозин: 20 ммоль/л; гидроксиптамин: 160 ммоль/л, pH 2.5. Готов к применению. Хранение и стабильность. Срок хранения неэкспортированного реагента при 2-8 °С См. срок годности на этикетке кассетыcobas с При использовании на борту при 10-15 °С 2 недели. Идентификация реагента с помощью RFID чипа. На каждом флаконе должна быть RFID метка с кодирующей информацией.	упаковка	13,931.00	1	13,931		13,300		13,300.00	13,300.00	TOO ТЦ Мастер	Кассета для определения ненасыщенной железосвязывающей способности (UIBC), Roche Diagnostics, GmbH, Германия, РК-МИ (in vitro)- №024289, 374	
59	Калибратор T3 CalSet для анализатора Cobas PRO	Набор калибраторов T3 CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys T3 на иммунохимических анализаторах cobas Pro. Набор калибраторов T3 CalSet представляет собой лиофилизированную сыворотку крови человека с добавленным T3 в 2 диапазонах концентраций. Набор калибраторов можно использовать со всеми лотами реагента. Реагенты — рабочие растворы • T3 Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый • T3 Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый. Набор калибраторов T3 CalSet содержит растворенный T3 в 2 диапазонах концентраций (около 1.25 ммоль/л или 0.8 нг/мл и около 8.5 ммоль/л или 5.5 нг/мл) в матрице сыворотки крови человека. Значения калибраторов Cal1 1.3 pmol/L, Cal2 8.49 pmol/L, неопределенность калибраторов Cal1 0.04 pmol/L, Cal2 0.35 pmol/L. Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при 2-8 °С 8 недель, на борту анализаторов при 20-25 °С использовать только один раз.	упаковка	52,868.00	1	52,868		50,000		50,000.00	50,000.00	TOO ТЦ Мастер	Калибратор T3 CalSet, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, РК-МИ (in vitro) - №023772, 255	
60	Кассета BlankCell High E2G для анализатора Cobas PRO	BlankCell High используется на анализаторах Cobas Pro для: • начальной калибровки BlankCell • регулировки высокого напряжения фотоэлектронного умножителя (ФЭУ) • тестирования искусственных сред. Реагенты — рабочие растворы: Кассета с реагентами промаркирована как BlankCell High. 6 x 21 мл, для 225 измерений (соответствует 75 начальным калибровкам BlankCell) BCR1 Фосфатный буфер 300 ммоль/л; трипропиламин 180 ммоль/л; детергент ≤ 0.1 %; консервант; pH 6.8. BCR2 Фосфатный буфер 300 ммоль/л; трипропиламин 180 ммоль/л; трис (2,2'-бизридил)рутеий(II)-комплекс 10 ммоль/л; детергент ≤ 0.1 %, консервант; pH 6.8. Диапазон сигналов 110000 - 153000, среднее значение 122000. Каждаякассета имеет кодируемый чип для идентификации на анализаторе Cobas Pro. Хранить при 2-8 °С. После использования плотно закрыть. Стабильность: • до окончания указанного срока годности. • При 15-25 °С реагент может храниться не более 3 недель.	упаковка	108,871.00	2	217,742		103,500		103,500.00	207,000.00	TOO ТЦ Мастер	Кассета BlankCell High Elecsys E2G, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, РК-МИ (in vitro) - №023772, 83	
61	Контроль PreciControl для HE4 белка 4 энзимов человека, 2 x 1.0 mL для анализатора Cobas PRO	Контрольный материал PreciControl HE4 предназначен для контроля качества иммунотеста HE4 на иммунохимических анализаторах cobas Pro. PreciControl HE4 представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека в 2 диапазонах концентраций. Контрольные материалы используются для контроля точности и прецизионности иммунотеста HE4. Реагенты — рабочие растворы • PC HE4 1: 2 флакона, каждый для приготовления 1.0 мл контрольной сыворотки • PC HE4 2: 2 флакона, каждый для приготовления 1.0 мл контрольной сыворотки HE4 (человеческий, из клеточной линии OvCar-3) в 2 диапазонах концентраций (около 50 пмоль/л и около 400 пмоль/л) в сывороткекрови человека, консервант. Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. Стабильность растворенной контрольной сыворотки: 4 недели (допускается только однократное замораживание) при -20 °С (± 5 °С) при 2-8 °С 14 дней при 20-25 °С 24 часа на борту анализаторов при 20-25 °С до 5 часов.	упаковка	186,834.00	1	186,834		177,500		177,500.00	177,500.00	TOO ТЦ Мастер	Контроль PreciControl HE4, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, РК-МИ (in vitro) - №023772, 217	
62	Набор контрольных сывороток PreciControl Lung Cancer, for 4 x 3.0 mL для анализатора Cobas PRO	Набор контрольных материалов PreciControl Lung Cancer используется для контроля качества иммунотестов SCC, ProGRP, CYFRA 21-1 и NSE на иммунохимических анализаторах cobas Pro. PreciControl Lung Cancer представляет собой лиофилизированный контрольный материал на основе сыворотки крови человека в 2 диапазонах концентраций. Контрольные материалы используются для контроля точности и прецизионности указанных иммунотестов. Реагенты — рабочие растворы • PC LC 1: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки • PC LC 2: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки. Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. Стабильностьрастворенных контрольных материалов: 28 дней (допускается только однократное замораживание) при -20 °С (± 5 °С) при 2-8 °С 7 день на борту анализаторов при 20-25 °С 7 часов.	упаковка	273,782.00	1	273,782		260,000		260,000.00	260,000.00	TOO ТЦ Мастер	Контроль PreciControl Lungcancer, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, РК-МИ (in vitro) - №023772, 218	
63	Контроль для ревматоидного фактора Controlset RF II, 4*1 мл (2 уровня) для анализатора Cobas PRO	Набор контрольных материалов RF Control Set предназначен для проведения процедур контроля качества путем мониторинга точности и прецизионности количественного метода, как определено в паспортах значений. RF Control Set состоит из 2 жидких готовых к применению контрольных материалов на основе разведенной сыворотки крови человека. Скорректированные концентрации компонентов контрольного материала находятся в диапазоне низкихзначений концентрации для Уровня I и в диапазоне высоких значений концентрации для Уровня II. Реагенты — рабочие растворы; Реактивные компоненты: Сыворотка крови человека с химическими добавками и материалом биологического происхождения в соответствии с указаннымиданными. Происхождение биологических добавок: Аналит RF Нерактивные компоненты: Происхождение человек HEPES буфер, альбумин бычьей сыворотки крови, хлорид натрия, консервант. Хранить при 2-8 °С. Критерий для данных о стабильности, заявленных компанией Roche: Степень извлечения в пределах ± 10 % от исходного значения. Стабильность: В неэкспортированном виде: до окончания указанного срока годности при 2-8 °С После вскрытия: 24 часа при 15-25 °С или 30 дней при 2-8 °С.	упаковка	94,070.00	7	658,490		90,000		90,000.00	630,000.00	TOO ТЦ Мастер	Контроль RF II Control Set, Roche Diagnostics, GmbH, Германия, РК-МИ (in vitro) - №023772, 462	
64	Кассета для определения Мочевины - Urea/BUN (UREAL) для анализатора Cobas PRO на 600 определений	Кассета для определения Мочевины - Urea/BUN (UREAL) для анализатора Cobas PRO на 600 определений	упаковка	16,190.00	6	97,140		15,500		15,500.00	93,000.00	TOO ТЦ Мастер	Кассета Мочевина Urea/BUN (UREAL), Roche Diagnostics, GmbH, Германия, РК-МИ (in vitro) - №023772, 378	
65	Кассета для определения Магния - Magnesium (MG) для анализатора Cobas PRO на 690 определений	Кассета для определения Магния - Magnesium (MG) для анализатора Cobas PRO на 690 определений	упаковка	55,032.00	2	110,064		52,000		52,000.00	104,000.00	TOO ТЦ Мастер	Кассета Магний Magnesium (MG), Roche Diagnostics, GmbH, Германия, РК-МИ (in vitro) - №023772, 368	
66	Промывочный Буфер CN-COAGWASHER	Промывочный Буфер CN-COAGWASHER на Автоматизированный анализатор коагуляции крови Sysmex CA 1500, объем 2 литра. Остаточный срок годности при поставке - не менее 60 % от срока годности, указанного на упаковке. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подпадает регистрации в РК; - Паспорт безопасности от производителя (с полной инструкцией безопасного хранения, использования и утилизации); - документы, подтверждающие соблюдение экологической цели от производителя до потребителя. Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Телефон для информации - 8 701 534 96 05.	упаковка	290,000.00	12	3,480,000			250,000		250,000.00	3,000,000.00	TOO LabMedTech	Промывающий реагент - CN-COAGWASHER (2L), Sysmex Corporation, Япония, РК МИ (in vitro)-№027508